




Spécification de produit
Couvercle à pression, pour bécher de 26 ml
75.568, PE, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	76.569
Description d'article	Couvercle à pression, pour bécher de 26 ml 75.568, transparent, matériau : PE, couvercle à pression
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle à pression
Compatible avec	bécher de 26 ml 75.568

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène (PE)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Spécification de produit
Couvercle à pression, pour bécher de 26 ml
75.568, PE, transparent

Page 2

Conditionnement

Minimum order qty.	5000
pièces / boîte	500
pièces / carton	5000
pièces / pallet	150000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	340 mm
Volume du carton	0.0539 cbm
Poids du produit	0.0016 kg
Poids du carton	8.49 kg
Code EAN de la boîte	4038917082556
Code EAN du carton d'emballage	4038917001632

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-12

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT