



## Spécification de produit

Kit de recueil d'urine de jet intermédiaire, volume max. : 70 ml, (L x Ø) : 115 x 95 mm, pour récipient de 70 ml, gradué(e), PP, translucide, avec étiquette papier

Page 1



### Description d'article

Numéro de commande	51.9923.812
Description d'article	Kit de recueil d'urine de jet intermédiaire, volume max. : 70 ml, (L x Ø) : 115 x 95 mm, Ø orifice : 48,45 mm, pour récipient de 70 ml, translucide, gradué(e), matériau : PP, bouchon à vis, bouchon séparé, avec étiquette papier, stérile, 1 pièce(s)/blister

### Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Graduation	oui
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	recueil et conservation d'urine
Exemple d'utilisation	Recueil d'urine à travers un entonnoir dans un récipient de 70 ml
Compatible avec	récipient de 70 ml
Forme du fond	fond plat

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



## Spécification de produit

**Kit de recueil d'urine de jet intermédiaire, volume max. : 70 ml, (L x Ø) : 115 x 95 mm, pour récipient de 70 ml, gradué(e), PP, translucide, avec étiquette papier**

Page 2

Volume de travail 70 ml

### Dimensions

Volume nominal 70 ml  
Volume max. 70 ml  
Diamètre 95 mm  
Diamètre de l'ouverture 48,45 mm  
Hauteur du produit 115 mm  
Longueur du produit 115 mm  
Longueur sans bouchon 110 mm

### Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit translucide  
Matériel de fermeture Polyéthylène haute densité (HD-PE)

### Pureté et certification

Sans latex oui  
Label de pureté stérile  
Apyrogène non  
Fiche de données de sécurité non

### Conditionnement

Minimum order qty. 36  
Type d'emballage intérieur blister  
pièces / boîte 1  
pièces / carton 36  
pièces / pallet 1440  
Profondeur du carton 604 mm  
Largeur du carton 264 mm  
Hauteur du carton 373 mm  
Volume du carton 0.06 cbm  
Poids du carton 4.4 kg  
Code EAN de la boîte 4038917154529  
Code EAN du carton d'emballage 4038917036733

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**