



Spécification de produit

Kit de recueil d'urine de jet intermédiaire, 70 ml,
(L x Ø) : 115 x 95 mm, pour récipient de 70 ml,
gradué(e), PP, avec étiquette papier

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	51.9923.812
Description d'article	Kit de recueil d'urine de jet intermédiaire, volume de travail max. : 70 ml, (L x Ø) : 115 x 95 mm, Ø orifice : 48,45 mm, pour récipient de 70 ml, translucide, gradué(e), matériau : PP, bouchon à vis, bouchon séparé, avec étiquette papier, stérile, 1 pièce(s)/blister

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Graduation	oui
Bouchon	bouchon à vis standard
Type de système de fermeture	bouchon à vis
Domaine d'application	recueil et conservation d'urine
Exemple d'utilisation	Recueil d'urine à travers un entonnoir dans un récipient de 70 ml
Compatible avec	récipient de 70 ml
Forme du fond	fond plat
Volume de travail	70 ml

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-01-20

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

**Kit de recueil d'urine de jet intermédiaire, 70 ml,
(L x Ø) : 115 x 95 mm, pour récipient de 70 ml,
gradué(e), PP, avec étiquette papier**

Page 2

Dimensions

Volume nominal	70 ml
Volume max.	70 ml
Diamètre	95 mm
Diamètre de l'ouverture	48,45 mm
Hauteur du produit	115 mm
Longueur du produit	115 mm
Longueur sans bouchon	110 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	translucide
Matériau du bouchon	Polyéthylène haute densité (HD-PE)

Pureté et certification

Sans latex	oui
Label de pureté	stérile
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

Conditionnement

Minimum order qty.	36
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	1
pièces / carton	36
pièces / pallet	1440
Profondeur du carton	604 mm
Largeur du carton	264 mm
Hauteur du carton	373 mm
Volume du carton	0,06 cbm
Poids du carton	4,4 kg
Code EAN de la boîte	4038917154529
Code EAN du carton d'emballage	4038917036733

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2022-01-20

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT