



**Spécification de produit**  
**Monovette® Urine, 10 ml, bouchon jaune, (L x Ø) :**  
**102 x 15 mm, 1 pièce(s)/blister**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	10.252.020
Description d'article	Monovette® Urine, volume nominal : 10 ml, sans additif, Tube de recueil d'urine, (L x Ø) : 102 x 15 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, bouchon fileté Luer, bouchon jaune, avec pointe de prélèvement, avec étiquette plastique, stérile, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.11

### Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	Aspiration
Type de préparation	sans additif
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	transparent/jaune
Graduation	oui
Bouchon	bouchon fileté Luer
Type de fermeture	bouchon à vis
Opacité aux U.V.	non
Domaine d'application	Tube de recueil d'urine
Exemple d'utilisation	Recueil, transport et conservation d'urine

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Monovette® Urine, 10 ml, bouchon jaune, (L x Ø) :**  
**102 x 15 mm, 1 pièce(s)/blister**

**Page 2**

Forme du fond	fond rond
Volume de travail	10 ml
Centrifugation recommandée	400 x g
Durée de centrifugation	5 Min
Raccord	Luer (m)

### **Dimensions**

Volume nominal	10 ml
Diamètre	15 mm
Longueur avec bouchon	117 mm
Longueur sans bouchon	102 mm
Longueur avec bouchon et tige	127 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	jaune
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	13500

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Monovette® Urine, 10 ml, bouchon jaune, (L x Ø) :**  
**102 x 15 mm, 1 pièce(s)/blister**

**Page 3**

Profondeur du carton intérieur	351 mm
Largeur du carton intérieur	151 mm
Hauteur du carton intérieur	171 mm
Profondeur du carton	778 mm
Largeur du carton	368 mm
Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0.0558 cbm
Poids du produit	0.0084 kg
Poids du carton	5.82 kg
Code EAN de la boîte	4038917104432
Code EAN du carton d'emballage	4038917009874

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-07-27

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**