



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 10.253 |
| Description d'article | Monovette® Urine, Acide borique, volume nominal : 10 ml, Acide borique, Tube de recueil d'urine, (L x Ø) : 102 x 15 mm, transparent, matériau : PP, bouchon fileté Luer, bouchon vert, avec pointe de prélèvement, avec étiquette plastique, 64 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.11 |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Type de prélèvement | Aspiration |
| Type de préparation | Acide borique |
| Concentration de préparation | 15 mg/ml |
| Étiquette/ Impression | avec étiquette plastique |
| Couleur impression/étiquette | transparent/vert |
| Graduation | non |
| Bouchon | bouchon fileté Luer |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Opacité aux U.V. | non |
| Domaine d'application | Tube de recueil d'urine |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit
Monovette® Urine, Acide borique, 10 ml, bouchon vert, (L x Ø) : 102 x 15 mm, 64 pièce(s)/sachet

Page 2

| | |
|-------------------|-----------|
| Forme du fond | fond rond |
| Volume de travail | 10 ml |
| Raccord | Luer (m) |

Dimensions

| | |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal | 10 ml |
| Diamètre | 15 mm |
| Longueur avec bouchon | 117 mm |
| Longueur sans bouchon | 102 mm |
| Longueur avec bouchon et tige | 127 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon | vert |
| Matériau de la tubulure | Polypropylène (PP) |
| Matériau du piston | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Matériau de la tige du piston | Polystyrène (PS) |

Pureté et certification

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA, ADR |
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Fiche de données de sécurité | oui |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|----------------------------|--------|
| Minimum order qty. | 512 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 64 |
| pièces / carton | 512 |
| pièces / pallet | 24576 |
| Profondeur du carton | 388 mm |
| Largeur du carton | 378 mm |
| Hauteur du carton | 215 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-07

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Monovette® Urine, Acide borique, 10 ml, bouchon vert, (L x Ø) : 102 x 15 mm, 64 pièce(s)/sachet

Page 3

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Volume du carton | 0.0315 cbm |
| Poids du produit | 0.0086 kg |
| Poids du carton | 4.92 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917279918 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917279789 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-07

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT