



Description d'article

| | |
|-----------------------|--|
| Numéro de commande | 10.258.088 |
| Description d'article | Monovette® Urine, volume nominal : 8,5 ml, sans additif, Tube de recueil d'urine, (L x Ø) : 92 x 15 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, bouchon fileté Luer, bouchon jaune, avec pointe de prélèvement, avec étiquette plastique pré-codé, pré-code à barres avec plage de numéros uniques à 8 chiffres et préfixe à 3 chiffres, 64 pièce(s)/sachet |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Type de prélèvement | Aspiration |
| Type de préparation | sans additif |
| Étiquette/ Impression | avec étiquette plastique pré-codé |
| Couleur impression/étiquette | blanc/jaune |
| Graduation | oui |
| Bouchon | bouchon fileté Luer |
| Type de fermeture | bouchon à vis |
| Opacité aux U.V. | non |
| Domaine d'application | Tube de recueil d'urine |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Spécification de produit
Monovette® Urine, 8,5 ml, bouchon jaune, (L x Ø) : 92 x 15 mm, 64 pièce(s)/sachet

Page 2

| | |
|----------------------------|-----------|
| Forme du fond | fond rond |
| Volume de travail | 8,5 ml |
| Centrifugation recommandée | 400 x g |
| Durée de centrifugation | 5 Min |
| Raccord | Luer (m) |

Dimensions

| | |
|-------------------------------|--------|
| Volume nominal | 8.5 ml |
| Diamètre | 15 mm |
| Longueur avec bouchon | 106 mm |
| Longueur sans bouchon | 92 mm |
| Longueur avec bouchon et tige | 127 mm |

Matériau et coloris

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polypropylène (PP) |
| Couleur du produit | transparent |
| Matériel de fermeture | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du bouchon | jaune |
| Matériau de la tubulure | Polypropylène (PP) |
| Matériau du piston | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Matériau de la tige du piston | Polystyrène (PS) |

Pureté et certification

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Satisfait les exigences | IATA, ADR |
| Catégorie de produit | In vitro-Diagnostic, CE |
| Certifié CE | CE |
| Fiche de données de sécurité | non |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|----------------------------|--------|
| Minimum order qty. | 20480 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 64 |
| pièces / carton | 512 |
| pièces / pallet | 24576 |
| Profondeur du carton | 388 mm |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-12

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
Monovette® Urine, 8,5 ml, bouchon jaune, (L x Ø) : 92 x 15 mm, 64 pièce(s)/sachet

Page 3

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Largeur du carton | 378 mm |
| Hauteur du carton | 215 mm |
| Volume du carton | 0.0315 cbm |
| Poids du produit | 0.0078 kg |
| Poids du carton | 4.52 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917951302 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917951319 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-12

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT