



Description d'article

Numéro de commande	11.1240.100
Description d'article	Unité de transfert d'urine pour V-Monovette® Urine, pour Transfert d'urine, 50 pièce(s)/sachet minigrip

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	Vide
Opacité aux U.V.	non
Version	avec des ailettes sur le porte-tubes
Domaine d'application	Transfert d'urine
Compatible avec	V-Monovette® Urine
Raccord	Tube sous-vide

Dimensions

Longueur de la tubulure	10 cm
-------------------------	-------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Couleur du produit jaune

Pureté et certification

Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE Fournisseur CE

Fiche de données de sécurité non

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 500

Type d'emballage intérieur sachet minigrip

pièces / boîte 50

pièces / carton 500

pièces / pallet 30000

Profondeur du carton intérieur 300 mm

Largeur du carton intérieur 250 mm

Hauteur du carton intérieur 10 mm

Profondeur du carton 380 mm

Largeur du carton 350 mm

Hauteur du carton 170 mm

Volume du carton 0.0226 cbm

Poids du produit 0.002 kg

Poids du carton 1.8 kg

Code EAN de la boîte 6947462401157

Code EAN du carton 6947462401423

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

