



Spécification de produit
V-Monovette® Urine, Acide borique, 4 ml,
bouchon vert, (L x Ø) : 75 x 13 mm, 50
pièce(s)/sachet

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	11.2253.001
Description d'article	V-Monovette® Urine, Acide borique, volume nominal : 4 ml, Acide borique, système sous-vide pour le transfert d'urine en circuit fermé, (L x Ø) : 75 x 13 mm, transparent, graduation maximale, matériau : PET, bouchon à membrane, bouchon vert, avec étiquette papier, stérile, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	Vide
Type de préparation	Acide borique
Concentration de préparation	15 mg/ml
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	vert
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon à membrane
Type de fermeture	bouchon pression

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2025-01-20

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
V-Monovette® Urine, Acide borique, 4 ml,
bouchon vert, (L x Ø) : 75 x 13 mm, 50
pièce(s)/sachet

Page 2

Opacité aux U.V.	non
Domaine d'application	système sous-vide pour le transfert d'urine en circuit fermé
Forme du fond	fond rond
Volume de travail	4 ml
Raccord	V-Monovette®

Dimensions

Volume nominal	4 ml
Diamètre	13 mm
Longueur avec bouchon	81 mm
Longueur sans bouchon	75 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène téréphthalate (PET)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Couleur du bouchon	vert
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polyéthylène téréphthalate (PET)

Pureté et certification

Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Fiche de données de sécurité	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	39000
Profondeur du carton	398 mm
Largeur du carton	368 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2025-01-20

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
V-Monovette® Urine, Acide borique, 4 ml,
bouchon vert, (L x Ø) : 75 x 13 mm, 50
pièce(s)/sachet

Page 3

Hauteur du carton	130 mm
Volume du carton	0.019 cbm
Poids du produit	0.006 kg
Poids du carton	3.47 kg
Code EAN de la boîte	4038917245128
Code EAN du carton d'emballage	4038917245111

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2025-01-20

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT