



Spécification de produit

V-Monovette® Urine, 10 ml, bouchon jaune, (L x Ø) : 100 x 15 mm, 50 pièce(s)/sachet

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	11.2452.001
Description d'article	V-Monovette® Urine, volume nominal : 10 ml, sans additif, système sous-vide pour le transfert d'urine en circuit fermé, (L x Ø) : 100 x 15 mm, transparent, graduation maximale, matériau : PET, bouchon à membrane, bouchon jaune, avec étiquette papier, stérile, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	Vide
Type de préparation	sans additif
Étiquette/ Impression	avec étiquette papier
Couleur impression/étiquette	jaune
Graduation	graduation maximale
Bouchon	bouchon à membrane
Type de fermeture	bouchon à pression
Opacité aux U.V.	non
Domaine d'application	système sous-vide pour le transfert d'urine en circuit fermé
Forme du fond	fond rond

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2026-04-04

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

V-Monovette® Urine, 10 ml, bouchon jaune, (L x Ø) : 100 x 15 mm, 50 pièce(s)/sachet

Page 2

Volume de travail	10 ml
Centrifugation recommandée	400 x g
Durée de centrifugation	5 Min

Dimensions

Volume nominal	10 ml
Diamètre	15 mm
Longueur avec bouchon	106 mm
Longueur sans bouchon	100 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène téréphthalate (PET)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Couleur du bouchon	jaune
Matériau de la membrane	caoutchouc
Matériau de la tubulure	Polyéthylène téréphthalate (PET)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Agent de diagnostic in vitro (IVD)
Certifié CE	CE - Autodéclaration du fabricant
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	500
pièces / pallet	22000
Profondeur du carton	503 mm
Largeur du carton	375 mm
Hauteur du carton	155 mm
Volume du carton	0.0292 cbm
Poids du produit	0.0089 kg

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2026-04-04

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit
V-Monovette® Urine, 10 ml, bouchon jaune, (L x Ø) : 100 x 15 mm, 50 pièce(s)/sachet

Page 3

Poids du carton	4.95 kg
Code EAN de la boîte	4038917244855
Code EAN du carton d'emballage	4038917531948

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2026-04-04

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT