



## Description d'article

Numéro de commande	10.252.028
Description d'article	Monovette® Urine, volume nominal : 10 ml, sans additif, Tube de recueil d'urine, (L x Ø) : 102 x 15,3 mm, transparent, gradué(e), matériau : PP, bouchon fileté Luer, bouchon jaune, avec étiquette plastique, stérile, 100 pièce(s)/sachet

## Caractéristiques du produit

Type de prélèvement	Aspiration
Type de préparation	sans additif
Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Couleur impression/étiquette	transparent/jaune
Graduation	oui
Bouchon	bouchon fileté Luer
Type de fermeture	bouchon à vis
Opacité aux U.V.	non
Version	Luer Lock
Domaine d'application	Tube de recueil d'urine
Exemple d'utilisation	Recueil, transport et conservation d'urine

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Monovette® Urine, 10 ml, bouchon jaune, (L x Ø) :**  
**102 x 15,3 mm, 100 pièce(s)/sachet**

**Page 2**

Forme du fond	fond rond
Volume de travail	10 ml
Centrifugation recommandée	400 x g
Durée de centrifugation	5 Min
Raccord	Luer Lock

### **Dimensions**

Volume nominal	10 ml
Diamètre	15.3 mm
Longueur avec bouchon	117 mm
Longueur sans bouchon	102 mm
Longueur avec bouchon et tige	127 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Couleur du bouchon	jaune
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)
Matériau du piston	Polyéthylène haute densité (PE-HD)
Matériau de la tige du piston	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	IATA, ADR
Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	100
pièces / pallet	7000
Volume du carton	0.0229 cbm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-09-19

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Monovette® Urine, 10 ml, bouchon jaune, (L x Ø) :**  
**102 x 15,3 mm, 100 pièce(s)/sachet**

**Page 3**

Poids du produit	0.0149 kg
Poids du carton	1.54 kg
Code EAN de la boîte	4038917104494
Code EAN du carton d'emballage	4038917075671

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-09-19

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**