



### **Description d'article**

Numéro de commande	57.462.001
Description d'article	Tube, volume de travail : 12 ml, (L x Ø) : 110 x 17 mm, matériau : PS, fond conique, transparent, bouchon pression, avec graduation, stérile, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	oui
Type de fermeture	bouchon pression
Forme du fond	fond conique
Volume de travail	12 ml
Centrifugation max (FCR)	2500 x g

### **Dimensions**

Diamètre	17 mm
Longueur du produit	110 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polyéthylène basse densité (LD-PE)

### **Pureté et certification**

Satisfait les exigences	étanche à 0,6 bar/10 min
Catégorie de produit	In vitro-Diagnostic, CE
Certifié CE	CE
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Irradiation électronique
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	500
pièces / pallet	24000
Profondeur du carton	598 mm
Largeur du carton	398 mm
Hauteur du carton	145 mm
Volume du carton	0.0345 cbm
Poids du produit	0.0077 kg
Poids du carton	4.35 kg
Code EAN de la boîte	4038917381048
Code EAN du carton d'emballage	4038917381031

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

