


Spécification de produit Tube, 12 ml, (L x Ø) : 110 x 17 mm, PP

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 57.527

Description d'article Tube, volume de travail : 12 ml, (L x Ø) : 110 x 17 mm,

matériau : PP, fond conique, transparent, bouchon pression,

500 pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.11

Caractéristiques du produit

Graduation non


Type de fermeture bouchon pression Forme du fond fond conique

Volume de travail 12 ml Centrifugation max (FCR) 3000 x g

Dimensions

Diamètre 17 mm Longueur du produit 110 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.





Spécification de produit Tube, 12 ml, (L x Ø) : 110 x 17 mm, PP

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Satisfait les exigences étanche à 0,6 bar/10 min Catégorie de produit In vitro-Diagnostic, CE

Certifié CE CE Alloti oui

Conditionnement

Minimum order atv. 1000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 500 1000 pièces / carton pièces / pallet 36000 Profondeur du carton 398 mm Largeur du carton 398 mm Hauteur du carton 300 mm Volume du carton 0.0475 cbm Poids du produit 0.0052 kg Poids du carton 5.93 kg

 Code EAN de la boite
 4038917082228

 Code EAN du carton
 4038917001311

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

