



### **Description d'article**

Numéro de commande	82.1969.002
Description d'article	Deep Well MegaBlock® , 96 puits, 0,5 ml, fond rond, exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt d'apyrogène/endotoxines, matériau : PP, norme SLAS, cavités rondes, 7 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.15

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	film
Version	norme SLAS
Domaine d'application	recueil et conservation d'échantillons de diagnostic
Forme du fond	fond rond
Nombre de puits	96
Volume de travail	1 µl - 0,5 ml
Centrifugation max (FCR)	2000 x g
Température de centrifugation	22
Durée de centrifugation	5 Min

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





**Spécification de produit**  
**Deep Well MegaBlock® , 0,5 ml, exempt**  
**d'ADN/DNase/RNase, exempt**  
**d'apyrogène/endotoxines, PP**

**Page 2**

Possibilité d'autoclavage (°C max.) 121 °C

### **Dimensions**

Volume nominal 0.5 ml  
Diamètre 7.2 mm  
Largeur du produit 85.1 mm  
Hauteur du produit 28.5 mm  
Longueur du produit 127.3 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit Polypropylène (PP)  
Couleur du produit transparent

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Label de pureté exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt  
d'apyrogène/endotoxines  
Alloti oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty. 56  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 7  
pièces / carton 56  
pièces / pallet 4480  
Volume du carton 0.0181 cbm  
Poids du produit 0.057 kg  
Poids du carton 3.74 kg  
Code EAN de la boîte 4038917346320  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917346313

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-02

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**