



Description d'article

Numéro de commande	95.2093
Description d'article	Film, exempt de DNase/RNase, transparent, perforable, domaine d'utilisation : -80 - 120 °C

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	film
Opacité aux U.V.	non
Compatible avec la qPCR	non
Température minimale	-80 °C
Température maximale	120 °C

Dimensions

Largeur du produit	75 mm
Longueur du produit	118 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Label de pureté exempt de DNase/RNase

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 20

pièces / boîte 20

pièces / carton 240

pièces / pallet 240

Volume du carton 0.0142 cbm

Poids du produit 0.012 kg

Poids du carton 3 kg

Code EAN de la boîte 4038917335706

Code EAN du carton 4038917335690

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

