



### **Description d'article**

Numéro de commande	71.9923.210
Description d'article	Nacelle de pesée, 250 ml, (L x l) : 128 x 128 mm, matériau : PVC, blanc, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Dimensions**

Volume nominal	250 ml
Volume max.	300 ml
Largeur du produit	128 mm
Longueur du produit	128 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	non réglementé
Certifié CE	kein CE-Kennzeichen
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	1000
pièces / pallet	28000
Profondeur du carton	458 mm
Largeur du carton	373 mm
Hauteur du carton	238 mm
Volume du carton	0.0407 cbm
Poids du produit	0.005 kg
Poids du carton	5.6 kg
Code EAN de la boîte	4038917153645
Code EAN du carton d'emballage	4038917038225

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

