



Description d'article

Numéro de commande	71.9923.210
Description d'article	Nacelle de pesée, 250 ml, (L x l) : 128 x 128 mm, matériau : PVC, blanc, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Dimensions

Volume nominal	250 ml
Volume max.	300 ml
Largeur du produit	128 mm
Longueur du produit	128 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Chlorure de polyvinyl (PVC)
Couleur du produit	blanc

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 1000
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 100
pièces / carton 1000
pièces / pallet 28000
Volume du carton 0.0404 cbm
Poids du produit 0.005 kg
Poids du carton 5.6 kg
Code EAN de la boîte 4038917153645
Code EAN du carton 4038917038225
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

