
## Spécification de produit Spatules d'agitation, longueur : 120 mm, PP, blanc

Page 1



## **Description d'article**

Numéro de commande 81.970

Description d'article Spatules d'agitation, longueur : 120 mm, matériau : PP,

blanc, 1 000 pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.17

**Dimensions** 

Diamètre 3 mm Longueur du produit 120 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)


Couleur du produit blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Sans latex oui Fiche de données de sécurité non Alloti non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.







## Spécification de produit Spatules d'agitation, longueur : 120 mm, PP, blanc

## Conditionnement

Minimum order qty. 10000 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 1000 pièces / carton 10000 pièces / pallet 400000 Profondeur du carton 438 mm Largeur du carton 268 mm Hauteur du carton 155 mm Volume du carton 0.0182 cbm Poids du produit 0.0006 kg Poids du carton 6.23 kg

 Code EAN de la boite
 4038917269186

 Code EAN du carton
 4038917003506

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

