



Description d'article

Numéro de commande	81.971
Description d'article	Spatules d'agitation, longueur : 64 mm, matériau : HD-PE, blanc, 1000 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Dimensions

Diamètre	3 mm
Longueur du produit	64 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du produit	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Sans latex	oui
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Conditionnement

Minimum order qty.	10000
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	1000
pièces / carton	10000
pièces / pallet	780000
Profondeur du carton	428 mm
Largeur du carton	323 mm
Hauteur du carton	130 mm
Volume du carton	0,018 cbm
Poids du produit	0,0004 kg
Poids du carton	3,92 kg
Code EAN de la boîte	4038917084734
Code EAN du carton d'emballage	4038917003513

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

