

Spécification de produit Film de transfert thermique, noir

Page 1

Description d'article

Numéro de commande 91.2620.020

Description d'article Film de transfert thermique, noir, 1 pièce(s)/rouleau

Matériau et coloris

Couleur du produit noir

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 2

Type d'emballage intérieur rouleau

pièces / boite 1 pièces / carton 2 pièces / pallet 648 Profondeur du carton 260 mm Largeur du carton 183 mm Hauteur du carton 85 mm Volume du carton 0.004 cbm Poids du produit $0.209 \, \text{kg}$ Poids du carton $0.52 \, \text{kg}$

 Code EAN de la boite
 4038917899703

 Code EAN du carton
 4038917899741

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

