

Spécification de produit Plaque pour microtitration, 96 puits, forme du fond : conique, PS, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 82.1583

Description d'article Plaque pour microtitration, 96 puits, forme du fond :

conique, sans couvercle, matériau : PS, transparent,

exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt

d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique, 25

pièce(s)/sachet

Code NACRES NB.15


Caractéristiques du produit

Forme du fond conique Nombre de puits 96 Type de récipient Plaque

Dimensions

Volume max. 290 µl
Largeur du produit 85.2 mm
Hauteur du produit 14.35 mm
Longueur du produit 127.8 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.



Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.





Spécification de produit Plaque pour microtitration, 96 puits, forme du fond : conique, PS, transparent

Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Label de pureté exempt d'ADN/DNase/RNase, exempt

d'apyrogène/endotoxine, non cytotoxique

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 100 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 25 pièces / carton 100 pièces / pallet 3200 Profondeur du carton 359 mm Largeur du carton 275 mm Hauteur du carton 365 mm Volume du carton 0.036 cbm Poids du produit 0.0364 kg Poids du carton 4.54 kg

Code EAN de la boite 4038917087117 Code EAN du carton 4038917355476

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

