



Spécification de produit

Plaque pour microtitration, Terasaki, 60 puits, couvercle coiffant, forme du fond : conique, PS, transparent

Page 1



Description d'article

Numéro de commande	83.9923.972
Description d'article	Plaque pour microtitration, Terasaki, 60 puits, couvercle coiffant, forme du fond : conique, couvercle assemblé, matériau : PS, transparent, stérile, 10 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle coiffant
Forme du fond	conique
Nombre de puits	60
Type de récipient	Plaque
Type de traitement de surface	Traitement CT

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:
2024-05-03

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT



Spécification de produit

**Plaque pour microtitration, Terasaki, 60 puits,
couvercle coiffant, forme du fond : conique, PS,
transparent**

Page 2

Dimensions

Volume max.	10 µl
Largeur du produit	57.8 mm
Hauteur du produit	9.7 mm
Longueur du produit	85.1 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile
Stérilisation	Radiation gamma
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	650
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	10
pièces / carton	650
pièces / pallet	16250
Profondeur du carton	608 mm
Largeur du carton	324 mm
Hauteur du carton	264 mm
Volume du carton	0.052 cbm
Poids du produit	0.0173 kg
Poids du carton	12.2 kg
Code EAN de la boîte	4038917154710
Code EAN du carton d'emballage	4038917354363

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

Date de publication:
2024-05-03

Le présent document a été élaboré par
voie électronique et est valable sans
signature.



SARSTEDT