



Description d'article

Numéro de commande	95.2093
Description d'article	Film, exempt de DNase/RNase, transparent, perforable, domaine d'utilisation : -80 - 120 °C

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	film
Opacité aux U.V.	non
Compatible avec la qPCR	non
Température minimale	-80 °C
Température maximale	120 °C

Dimensions

Largeur du produit	75 mm
Longueur du produit	118 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Label de pureté exempt de DNase/RNase

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 20

pièces / boîte 20

pièces / carton 240

pièces / pallet 240

Volume du carton 0.0142 cbm

Poids du produit 0.012 kg

Poids du carton 3 kg

Code EAN de la boîte 4038917335706

Code EAN du carton 4038917335690

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

