



Description d'article

Numéro de commande	86.1206.103
Description d'article	Sacs autoclavables, volume de remplissage : 80 l, (L x l) : 1 120 x 700 mm, matériau : PP, jaune, épaisseur de film : 50 µm, autoclavable jusqu'à 134 °C, avec aplat, impression Danger biologique, étiquette/impression: bleu, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	HA.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	bleu
Étanchéité aux liquides	oui
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	134 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Largeur du produit	700 mm
Longueur du produit	1.120.00 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
Couleur du produit	jaune

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Sans latex	oui
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	non

Conditionnement

Minimum order qty.	150
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	150
pièces / pallet	3600
Profondeur du carton	378 mm
Largeur du carton	122 mm
Hauteur du carton	810 mm
Volume du carton	0.0374 cbm
Poids du produit	0.072 kg
Poids du carton	11.38 kg
Code EAN de la boîte	4038917160452
Code EAN du carton d'emballage	4038917160445

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

