



### **Description d'article**

Numéro de commande	86.9925.429
Description d'article	Sacs autoclavables, (L x l) : 900 x 320 mm, matériau : LD-PE, jaune, épaisseur de film : 50 µm, impression Danger biologique, 50 pièce(s)/sachet

### **Dimensions**

Largeur du produit	320 mm
Longueur du produit	900 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polyéthylène basse densité (LD-PE)
Couleur du produit	jaune

### **Pureté et certification**

Sans latex	oui
Apyrogène	non
Fiche de données de sécurité	non

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Conditionnement**

Minimum order qty.	150
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	50
pièces / carton	150
pièces / pallet	10000
Profondeur du carton	428 mm
Largeur du carton	358 mm
Hauteur du carton	234 mm
Volume du carton	0.0357 cbm
Poids du carton	13.62 kg
Code EAN de la boîte	4038917155564
Code EAN du carton d'emballage	4038917400374

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

