



## Description d'article

Numéro de commande	95.1297
Description d'article	Support, pour sac autoclavable 300 x 200 mm (réf. 86.1197), matériau : résine époxy, blanc, (h x Ø niveau 1 / Ø niveau 2) : 250 x 155/125 mm, avec boîte de 100 sacs autoclavables, 1 pièce(s)/carton
Code NACRES	NB.12

## Caractéristiques du produit

Compatible avec	sac autoclavable 300 x 200 mm (réf. 86.1197)
Accessoires	geeignet für Vernichtungsbeutel 200 x 300 mm (Artikel-Nr. 86.1197)

## Dimensions

Hauteur du produit	250 mm
--------------------	--------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	résine époxy
Couleur du produit	blanc

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	non réglementé
Certifié CE	pas de marquage CE
Sans latex	oui
Fiche de données de sécurité	non
Alloti	non

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	1
Type d'emballage intérieur	carton
pièces / boîte	1
pièces / carton	1
pièces / pallet	108
Profondeur du carton intérieur	73 mm
Largeur du carton intérieur	73 mm
Hauteur du carton intérieur	211 mm
Profondeur du carton	308 mm
Largeur du carton	223 mm
Hauteur du carton	195 mm
Volume du carton	0.0134 cbm
Poids du produit	0.658 kg
Poids du carton	0.88 kg
Code EAN de la boîte	4038917086073
Code EAN du carton d'emballage	4038917004664

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

