



### Description d'article

Numéro de commande 92.184.555  
Description d'article Bouchon, LC 6, naturel, pour Porte-tubes

### Caractéristiques du produit

Compatible avec Porte-tubes

### Matériau et coloris

Couleur du produit naturel

### Pureté et certification

Produit conforme à DDM ou à DIV Aucun dispositif médical | DIV  
Numéro de lot ou de série non

### Conditionnement

Minimum order qty. 1  
pièces / boîte 1  
pièces / carton 60  
pièces / pallet 19440  
Profondeur du carton 268 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





**Spécification de produit**  
**Bouchon, LC 6, naturel, pour Porte-tubes**

**Page 2**

Largeur du carton	191 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0,0051 cbm
Poids du produit	0,0039 kg
Poids du carton	0,43 kg
Code EAN de la boîte	4038917102483
Code EAN du carton d'emballage	4038917073257

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:  
2021-05-10

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**