



Description d'article

Numéro de commande	83.1840.002
Description d'article	Lamelles couvrantes, pour cellules adhérentes, Ø: 13 mm, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 25 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Compatible avec	plaques 6-, 12- et 24 puits
Type cellulaire	cellules adhérentes
Type de traitement de surface	Traitement TC
Couleur de codage	rouge

Dimensions

Diamètre	13 mm
----------	-------

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polyéthylène téréphtalate modifié au glycol (PET-G)
Couleur du produit transparent

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Label de pureté stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation Radiation gamma
Apyrogène oui
Non cytotoxique oui
Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 200
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 200
pièces / carton 2000
pièces / pallet 288000
Profondeur du carton 310 mm
Largeur du carton 144 mm
Hauteur du carton 335 mm
Volume du carton 0.015 cbm
Poids du produit 0.0003 kg
Poids du carton 1.8 kg
Code EAN de la boîte 4038917134057
Code EAN du carton d'emballage 4038917025393

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

