



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 83.3990.025 |
| Description d'article | Bouchon à vis, pour flacon de culture cellulaire T-25, bouchon fileté à 2 positions, sans filtre, rouge, TC Tested, 1 pièce(s)/sachet |
| Code NACRES | NB.13 |

Caractéristiques du produit

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Bouchon | bouchon fileté à 2 positions |
| Type de système de fermeture | bouchon à vis |
| Compatible avec | flacon de culture cellulaire T-25 |
| Filtre | non |

Matériau et coloris

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Matériau du produit | Polyéthylène haute densité (HD-PE) |
| Couleur du produit | rouge |
| Couleur du bouchon | rouge |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Label de pureté | TC Tested |
| Stérilisation | Radiation gamma |
| Apyrogène | oui |
| Non cytotoxique | oui |
| Alloti | oui |

Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 100 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 25 |
| pièces / carton | 100 |
| pièces / pallet | 16800 |
| Profondeur du carton | 288 mm |
| Largeur du carton | 218 mm |
| Hauteur du carton | 150 mm |
| Volume du carton | 0.0094 cbm |
| Poids du produit | 0.0019 kg |
| Poids du carton | 0.57 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917359924 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917359917 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

