




**Spécification de produit**  
**Pipette sérologique, avec embout, ouaté, 2 ml,**  
**stérile, 25 pièce(s)/sachet**

**Page 1**



### **Description d'article**

Numéro de commande	86.1252.025
Description d'article	Pipette sérologique, avec embout, ouaté, 2 ml, code couleur : vert, matériau : PS, stérile, 25 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.04

### **Caractéristiques du produit**

Couleur impression/étiquette	vert
Graduation	oui
Version	avec embout, ouaté
Volume de travail	2 ml
Couleur de codage	vert

### **Dimensions**

Diamètre	6 mm
Longueur du produit	270 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Pipette sérologique, avec embout, ouaté, 2 ml,  
stérile, 25 pièce(s)/sachet**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit Polystyrène (PS)  
Couleur du produit transparent

**Pureté et certification**

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV  
Label de pureté stérile  
Stérilisation Radiation gamma  
Alloti oui

**Conditionnement**

Minimum order qty. 1000  
Type d'emballage intérieur sachet  
pièces / boîte 25  
pièces / carton 1000  
pièces / pallet 81000  
Profondeur du carton 413 mm  
Largeur du carton 250 mm  
Hauteur du carton 195 mm  
Volume du carton 0.0201 cbm  
Poids du produit 0.0036 kg  
Poids du carton 4.21 kg  
Code EAN de la boîte 4038917127219  
Code EAN du carton  
d'emballage 4038917021098

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-17

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**