



Description d'article

Numéro de commande	94.6001.036
Description d'article	miniPERM [®] , Bouchon à vis, pour Module de production miniPERM [®] , non autoclavable, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Compatible avec	Module de production miniPERM [®]
-----------------	--

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polypropylène (PP)
---------------------	--------------------

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	6
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	6
pièces / carton	90
pièces / pallet	2160
Profondeur du carton	283 mm
Largeur du carton	268 mm
Hauteur du carton	210 mm
Volume du carton	0.0159 cbm
Poids du produit	0.0013 kg
Poids du carton	0.91 kg
Code EAN de la boîte	4038917254724
Code EAN du carton d'emballage	4038917254717

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

