



Description d'article

| | |
|-----------------------|---|
| Numéro de commande | 94.6001.094 |
| Description d'article | miniPERM [®] , Kit de démarrage, accessoires d'inoculation, de prélèvement d'échantillons et de collecte, pour Bioréacteur miniPERM [®] , non autoclavable, composants du kit : 8 x seringue à usage unique 50 ml, 20 x seringue à usage unique 2 ml, 8 x tube de transfert, 20 x canule, 6 x bouchon septum, 1 x portoir miniPERM [®] , 1 pièce(s)/sachet |

Caractéristiques du produit

| | |
|-----------------------|---|
| Domaine d'application | accessoires d'inoculation, de prélèvement d'échantillons et de collecte |
| Compatible avec | Bioréacteur miniPERM [®] |

Pureté et certification

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical DIV |
| Alloti | oui |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty. | 1 |
| Type d'emballage intérieur | sachet |
| pièces / boîte | 1 |
| pièces / carton | 1 |
| pièces / pallet | 96 |
| Profondeur du carton | 348 mm |
| Largeur du carton | 278 mm |
| Hauteur du carton | 140 mm |
| Volume du carton | 0.0135 cbm |
| Poids du produit | 0.481 kg |
| Poids du carton | 0.93 kg |
| Code EAN de la boîte | 4038917254939 |
| Code EAN du carton d'emballage | 4038917254922 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

