



### **Description d'article**

Numéro de commande	94.6001.153
Description d'article	miniPERM® , Module d'approvisionnement, pour Module de production miniPERM® , autoclavable jusqu'à 121 °C, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	bouchon à vis
Compatible avec	Module de production miniPERM®
Volume de travail	350 ml - 450 ml
Possibilité d'autoclavage (°C max.)	121 °C

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Volume nominal	400 ml
Diamètre	102 mm
Hauteur du produit	129 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polycarbonate (PC)
Matériel de fermeture	Polyéthylène haute densité (HD-PE)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	4
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	4
pièces / carton	24
pièces / pallet	480
Profondeur du carton	498 mm
Largeur du carton	364 mm
Hauteur du carton	310 mm
Volume du carton	0.0562 cbm
Poids du produit	0.1208 kg
Poids du carton	4.74 kg
Code EAN de la boîte	4038917254991
Code EAN du carton d'emballage	4038917254984

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

