



Description d'article

Numéro de commande	94.6077.135
Description d'article	canule Luer, 25G x 1", couleur de codage : orange, 1 pièce(s)/blister, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, 100 pièce(s)/carton

Caractéristiques du produit

Couleur de codage	orange
Produit de sécurité	non
Raccord	Luer (f)

Dimensions

Diamètre de la canule (extérieur)	25 G / 0,5 mm
Longueur de la canule	25 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit médical
Certifié CE	Fournisseur CE
Label de pureté	stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine
Stérilisation	Stérilisation au gaz
Apyrogène	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	100
pièces / carton	1200
pièces / pallet	129600
Profondeur du carton	383 mm
Largeur du carton	193 mm
Hauteur du carton	190 mm
Volume du carton	0,014 cbm
Poids du produit	0,0011 kg
Poids du carton	1,8 kg
Code EAN de la boîte	4038917255899
Code EAN du carton d'emballage	4038917255882

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

