



### Description d'article

Numéro de commande	65.386.006
Description d'article	Insert de couleur, pour tubes CryoPure, bleu, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### Caractéristiques du produit

Graduation	non
Compatible avec	tubes CryoPure

### Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	bleu

### Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





## **Conditionnement**

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	3000
pièces / pallet	972000
Profondeur du carton	268 mm
Largeur du carton	191 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0,0051 cbm
Poids du produit	0,0002 kg
Poids du carton	0,68 kg
Code EAN de la boîte	4038917274623
Code EAN du carton d'emballage	4038917274616

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

