



### **Description d'article**

Numéro de commande	65.386.992
Description d'article	Insert de couleur, pour tubes CryoPure, mélange de coloris, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

### **Caractéristiques du produit**

Graduation	non
Compatible avec	tubes CryoPure

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	mélange de coloris

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





### **Conditionnement**

Minimum order qty.	2500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	2500
pièces / pallet	810000
Profondeur du carton	268 mm
Largeur du carton	191 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0.0051 cbm
Poids du produit	0.0002 kg
Poids du carton	0.6 kg
Code EAN de la boîte	4038917228541
Code EAN du carton d'emballage	4038917228534

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

