



Description d'article

Numéro de commande	65.386
Description d'article	Insert de couleur, pour tubes CryoPure, blanc, 100 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.17

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Compatible avec	tubes CryoPure

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	blanc

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Alloti	oui

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Conditionnement

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	100
pièces / carton	3000
pièces / pallet	972000
Profondeur du carton	268 mm
Largeur du carton	191 mm
Hauteur du carton	100 mm
Volume du carton	0.0051 cbm
Poids du produit	0.0002 kg
Poids du carton	0.68 kg
Code EAN de la boîte	4038917081429
Code EAN du carton d'emballage	4038917077767

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

