



Description d'article

Numéro de commande	72.379.004
Description d'article	Tube CryoPure, 2 ml, tube : PP, bouchon à vis Quickseal, HD-PE, jaune, filetage extérieur, volume nominal : 1,8 ml, Cryo Performance Tested, 50 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.11

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec aplat
Couleur impression/étiquette	blanc
Graduation	oui
Bouchon	bouchon à vis Quickseal
Type de système de fermeture	bouchon à vis
Filetage intérieur ou extérieur	filetage extérieur
Volume de travail	1,8 ml
Récipient	Tube

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Dimensions

Volume nominal	1,8 ml
Volume max.	2 ml
Diamètre	12,65 mm
Longueur du produit	46,7 mm
Longueur sans bouchon	39,8 mm

Matériau et coloris

Matériau du bouchon	Polyéthylène haute densité (HD-PE)
Couleur du bouchon	jaune
Matériau de la tubulure	Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Produit de diagnostic in vitro
Certifié CE	CE
Label de pureté	Cryo Performance Tested
Stérilisation	Irradiation électronique
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	500
pièces / carton	2000
pièces / pallet	104000
Profondeur du carton intérieur	293 mm
Largeur du carton intérieur	183 mm
Hauteur du carton intérieur	118 mm
Profondeur du carton	598 mm
Largeur du carton	378 mm
Hauteur du carton	135 mm
Volume du carton	0,0305 cbm
Poids du produit	0,002 kg
Poids du carton	5,17 kg

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Spécification de produit
Tube CryoPure, 2 ml, bouchon à vis Quickseal,
jaune

Page 3

Code EAN de la boîte 4038917106047
Code EAN du carton 4038917080576
d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

Date de publication:
2021-10-17

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



SARSTEDT