



Description d'article

Numéro de commande	93.856.040
Description d'article	CryoRack, matériau : PP, format : 10 x 4, (L x l x h) : 100 x 210 x 22 mm, pour 40 récipients, compatible avec tubes CryoPure, 1 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.12

Caractéristiques du produit

Graduation	non
Compatible avec	tubes CryoPure
Capacité de stockage	40
Formats	10 x 4

Dimensions

Largeur du produit	210 mm
Hauteur du produit	22 mm
Longueur du produit	100 mm

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.





Matériau et coloris

Matériau du produit Polypropylène (PP)

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV
Alloti non

Conditionnement

Minimum order qty. 1
Type d'emballage intérieur sachet
pièces / boîte 1
pièces / carton 10
pièces / pallet 1650
Profondeur du carton 228 mm
Largeur du carton 218 mm
Hauteur du carton 155 mm
Volume du carton 0,0077 cbm
Poids du produit 0,0679 kg
Poids du carton 0,9 kg
Code EAN de la boîte 4038917122788
Code EAN du carton
d'emballage 4038917077293

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

La présente spécification est confidentielle et constitue la propriété de Sarstedt. Elle ne doit pas être dupliquée ni rendue accessible à des tiers sans notre consentement écrit préalable.

