



### **Description d'article**

Numéro de commande	83.3901
Description d'article	Boîte de culture cellulaire, (Ø x h) : 60 x 15 mm, matériau : PS, surface : Standard, pour cellules adhérentes, code couleur : rouge, TC Tested, 10 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

### **Caractéristiques du produit**

Type de fermeture	couvercle coiffant
Type cellulaire	cellules adhérentes
Forme du fond	Design SUREGrip
Surface de croissance	22.1 cm <sup>2</sup>
Volume de travail	5 ml
Type de récipient	Boîte
Couleur de codage	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Diamètre	60 mm
Hauteur du produit	15 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Matériel de fermeture	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	TC Tested
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	500
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	10
pièces / carton	500
pièces / pallet	12000
Profondeur du carton	332 mm
Largeur du carton	332 mm
Hauteur du carton	380 mm
Volume du carton	0.0419 cbm
Poids du produit	0.0079 kg
Poids du carton	5.02 kg
Code EAN de la boîte	4038917338073
Code EAN du carton d'emballage	4038917338066

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

