



Description d'article

Numéro de commande	83.3902.300
Description d'article	Boîte de culture cellulaire, (Ø x h) : 100 x 20 mm, matériau : PS, surface : Cell+, pour cellules exigeant adhérent, code couleur : jaune, TC Tested, 10 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Type de fermeture	couvercle coiffant
Type cellulaire	cellules exigeant adhérent
Forme du fond	Design SUREGrip
Surface de croissance	58.8 cm ²
Volume de travail	13 ml
Type de récipient	Boîte
Couleur de codage	jaune

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Diamètre	100 mm
Hauteur du produit	20 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Matériel de fermeture	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	TC Tested
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	300
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	10
pièces / carton	300
pièces / pallet	4200
Profondeur du carton	505 mm
Largeur du carton	313 mm
Hauteur du carton	460 mm
Volume du carton	0.0727 cbm
Poids du produit	0.0192 kg
Poids du carton	7.48 kg
Code EAN de la boîte	4038917338257
Code EAN du carton d'emballage	4038917338240

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

