



### **Description d'article**

Numéro de commande	83.3910.002
Description d'article	Flacon de culture cellulaire, T-25, matériau : PS, surface : Standard, pour cellules adhérentes, code couleur : rouge, Cape de filtration, TC Tested, 10 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

### **Caractéristiques du produit**

Bouchon	Cape de filtration
Type cellulaire	cellules adhérentes
Surface de croissance	25 cm <sup>2</sup>
Volume de travail	7 ml - 12,5 ml
Type de récipient	flacon
Couleur de codage	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Matériel de fermeture	Polyéthylène (PE)
Couleur du bouchon	rouge

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	TC Tested
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	300
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	10
pièces / carton	300
pièces / pallet	6000
Profondeur du carton	602 mm
Largeur du carton	408 mm
Hauteur du carton	340 mm
Volume du carton	0.0835 cbm
Poids du produit	0.0173 kg
Poids du carton	7.53 kg
Code EAN de la boîte	4038917337625
Code EAN du carton d'emballage	4038917337618

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

