



Description d'article

Numéro de commande	83.3910.502
Description d'article	Flacon de culture cellulaire, T-25, matériau : PS, surface : Suspension, pour cellules de suspension, code couleur : vert, Cape de filtration, TC Tested, 10 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Bouchon	Cape de filtration
Type cellulaire	cellules de suspension
Surface de croissance	25 cm ²
Volume de travail	7 ml - 12,5 ml
Type de récipient	flacon
Couleur de codage	vert

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Matériel de fermeture	Polyéthylène (PE)
Couleur du bouchon	vert

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	TC Tested
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	300
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	10
pièces / carton	300
pièces / pallet	6000
Profondeur du carton	602 mm
Largeur du carton	408 mm
Hauteur du carton	340 mm
Volume du carton	0.0835 cbm
Poids du produit	0.0172 kg
Poids du carton	7.51 kg
Code EAN de la boîte	4038917337809
Code EAN du carton d'emballage	4038917337793

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

