



Description d'article

Numéro de commande	83.3911.302
Description d'article	Flacon de culture cellulaire, T-75, matériau : PS, surface : Cell+, pour cellules adhérentes exigeantes, code couleur : jaune, bouchon filtrant, TC Tested, 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Bouchon	bouchon filtrant
Type cellulaire	cellules adhérentes exigeantes
Surface de croissance	75 cm ²
Volume de travail	21 ml - 55 ml
Type de récipient	flacon
Couleur de codage	jaune

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Matériel de fermeture	Polyéthylène (PE)
Couleur du bouchon	jaune

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	TC Tested
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	5
pièces / carton	100
pièces / pallet	1600
Profondeur du carton	445 mm
Largeur du carton	402 mm
Hauteur du carton	435 mm
Volume du carton	0.0778 cbm
Poids du produit	0.0461 kg
Poids du carton	6.54 kg
Code EAN de la boîte	4038917337502
Code EAN du carton d'emballage	4038917366076

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

