



**Spécification de produit**  
**Flacon de culture cellulaire, T-75, surface :**  
**Suspension, bouchon fileté à 2 positions**

**Page 1**



### Description d'article

Numéro de commande	83.3911.500
Description d'article	Flacon de culture cellulaire, T-75, matériau : PS, surface : Suspension, pour cellules de suspension, code couleur : vert, bouchon fileté à 2 positions, TC Tested, 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

### Caractéristiques du produit

Bouchon	bouchon fileté à 2 positions
Type cellulaire	cellules de suspension
Surface de croissance	75 cm <sup>2</sup>
Volume de travail	21 ml - 55 ml
Type de récipient	flacon
Couleur de codage	vert

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

Date de publication:  
2024-05-08

Le présent document a été élaboré par voie électronique et est valable sans signature.



**SARSTEDT**



**Spécification de produit**  
**Flacon de culture cellulaire, T-75, surface :**  
**Suspension, bouchon fileté à 2 positions**

**Page 2**

**Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Matériel de fermeture	Polyéthylène (PE)
Couleur du bouchon	vert

**Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	TC Tested
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

**Conditionnement**

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	5
pièces / carton	100
pièces / pallet	1600
Profondeur du carton	445 mm
Largeur du carton	402 mm
Hauteur du carton	435 mm
Volume du carton	0.0778 cbm
Poids du produit	0.05 kg
Poids du carton	6.79 kg
Code EAN de la boîte	4038917337830
Code EAN du carton d'emballage	4038917366083

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

Date de publication:  
2024-05-08

Le présent document a été élaboré par  
voie électronique et est valable sans  
signature.



**SARSTEDT**