


Spécification de produit Plaque de culture cellulaire, 6 puits, surface : Standard, fond plat

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 83.3920.005

Description d'article Plaque de culture cellulaire, 6 puits, matériau : PS, surface :

Standard, pour cellules adhérentes, code couleur : rouge,

fond plat, TC Tested, 5 pièce(s)/sachet

NB.13 Code NACRES

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression avec étiquette plastique

couvercle coiffant Type de fermeture cellules adhérentes Type cellulaire

Forme du fond fond plat

Nombre de puits

Surface de croissance 9.07 cm² Volume de travail 4 ml Type de récipient Plaque Couleur de codage rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit Plaque de culture cellulaire, 6 puits, surface : Standard, fond plat

Page 2

Dimensions

Volume max. 15.75 ml
Largeur du produit 85.2 mm
Hauteur du produit 22.4 mm
Longueur du produit 127.8 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Label de pureté TC Tested

Stérilisation Radiation gamma

Apyrogène oui Non cytotoxique oui Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 100 Type d'emballage intérieur sachet pièces / boite 5 pièces / carton 100 2000 pièces / pallet Profondeur du carton 567 mm Largeur du carton 372 mm Hauteur du carton 345 mm Volume du carton 0.0728 cbm Poids du produit 0.0449 kg Poids du carton 7.26 kg

 Code EAN de la boite
 4038917360135

 Code EAN du carton
 4038917360128

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

