




## Description d'article

|                       |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numéro de commande    | 83.3922.300                                                                                                                                                                   |
| Description d'article | Plaque de culture cellulaire, 24 puits, matériau : PS,<br>surface : Cell+, pour cellules exigeant adhérent, code<br>couleur : jaune, fond plat, TC Tested, 1 pièce(s)/blister |
| Code NACRES           | NB.13                                                                                                                                                                         |

## Caractéristiques du produit

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Étiquette/ Impression | avec étiquette plastique   |
| Type de fermeture     | couvercle coiffant         |
| Type cellulaire       | cellules exigeant adhérent |
| Forme du fond         | fond plat                  |
| Nombre de puits       | 24                         |
| Surface de croissance | 1.82 cm <sup>2</sup>       |
| Volume de travail     | 1 ml                       |
| Type de récipient     | Plaque                     |
| Couleur de codage     | jaune                      |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.





**Dimensions**

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Volume max.         | 3.39 ml  |
| Largeur du produit  | 85.2 mm  |
| Hauteur du produit  | 22.45 mm |
| Longueur du produit | 127.8 mm |

**Matériau et coloris**

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Matériau du produit   | Polystyrène (PS) |
| Couleur du produit    | transparent      |
| Matériel de fermeture | Polystyrène (PS) |

**Pureté et certification**

|                      |                                |
|----------------------|--------------------------------|
| Catégorie de produit | Aucun dispositif médical   DIV |
| Label de pureté      | TC Tested                      |
| Stérilisation        | Radiation gamma                |
| Apyrogène            | oui                            |
| Non cytotoxique      | oui                            |
| Alloti               | oui                            |

**Conditionnement**

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Minimum order qty.                | 50            |
| Type d'emballage intérieur        | blister       |
| pièces / boîte                    | 1             |
| pièces / carton                   | 50            |
| pièces / pallet                   | 2400          |
| Profondeur du carton              | 332 mm        |
| Largeur du carton                 | 297 mm        |
| Hauteur du carton                 | 275 mm        |
| Volume du carton                  | 0.0271 cbm    |
| Poids du produit                  | 0.0569 kg     |
| Poids du carton                   | 3.59 kg       |
| Code EAN de la boîte              | 4038917338554 |
| Code EAN du carton<br>d'emballage | 4038917338547 |

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

