




Description d'article

Numéro de commande	83.3923.300
Description d'article	Plaque de culture cellulaire, 48 puits, matériau : PS, surface : Cell+, pour cellules exigeant adhérent, code couleur : jaune, fond plat, TC Tested, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Type de fermeture	couvercle coiffant
Type cellulaire	cellules exigeant adhérent
Forme du fond	fond plat
Nombre de puits	48
Surface de croissance	0.64 cm ²
Volume de travail	0,5 ml
Type de récipient	Plaque
Couleur de codage	jaune

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.





Dimensions

Volume max.	1.27 ml
Largeur du produit	85.2 mm
Hauteur du produit	22.4 mm
Longueur du produit	127.8 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical DIV
Label de pureté	TC Tested
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

Conditionnement

Minimum order qty.	50
Type d'emballage intérieur	blister
pièces / boîte	1
pièces / carton	50
pièces / pallet	2400
Profondeur du carton	332 mm
Largeur du carton	297 mm
Hauteur du carton	275 mm
Volume du carton	0.0271 cbm
Poids du produit	0.0633 kg
Poids du carton	3.91 kg
Code EAN de la boîte	4038917338646
Code EAN du carton d'emballage	4038917338639

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

