



### **Description d'article**

Numéro de commande	83.3924.005
Description d'article	Plaque de culture cellulaire, 96 puits, matériau : PS, surface : Standard, pour cellules adhérentes, code couleur : rouge, fond plat, TC Tested, 5 pièce(s)/sachet
Code NACRES	NB.13

### **Caractéristiques du produit**

Étiquette/ Impression	avec étiquette plastique
Type de fermeture	couvercle coiffant
Type cellulaire	cellules adhérentes
Forme du fond	fond plat
Nombre de puits	96
Surface de croissance	0.29 cm <sup>2</sup>
Volume de travail	0,2 ml
Type de récipient	Plaque
Couleur de codage	rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





### **Dimensions**

Volume max.	0.39 ml
Largeur du produit	85.2 mm
Hauteur du produit	16.55 mm
Longueur du produit	127.8 mm

### **Matériau et coloris**

Matériau du produit	Polystyrène (PS)
Couleur du produit	transparent
Matériel de fermeture	Polystyrène (PS)

### **Pureté et certification**

Catégorie de produit	Aucun dispositif médical   DIV
Label de pureté	TC Tested
Stérilisation	Radiation gamma
Apyrogène	oui
Non cytotoxique	oui
Alloti	oui

### **Conditionnement**

Minimum order qty.	100
Type d'emballage intérieur	sachet
pièces / boîte	5
pièces / carton	100
pièces / pallet	2400
Profondeur du carton	567 mm
Largeur du carton	372 mm
Hauteur du carton	280 mm
Volume du carton	0.0591 cbm
Poids du produit	0.0568 kg
Poids du carton	8.17 kg
Code EAN de la boîte	4038917360258
Code EAN du carton d'emballage	4038917360241

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.  
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des  
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun  
préavis.

