

Spécification de produit Plaque de culture cellulaire, 96 puits, surface : Standard, forme du fond : conique

Page 1



Description d'article

Numéro de commande 83.3926

Description d'article Plaque de culture cellulaire, 96 puits, matériau : PS,

surface : Standard, pour cellules adhérentes, code couleur :

rouge, forme du fond : conique, TC Tested, 1

pièce(s)/blister

Code NACRES NB.13

Caractéristiques du produit

Étiquette/ Impression avec étiquette plastique

Type de fermeture couvercle coiffant Type cellulaire cellules adhérentes

Forme du fond conique

Nombre de puits 96

Type de récipient Plaque Couleur de codage rouge

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Spécification de produit Plaque de culture cellulaire, 96 puits, surface : Standard, forme du fond : conique

Page 2

Dimensions

Volume max. 0.29 ml
Largeur du produit 85.2 mm
Hauteur du produit 16.55 mm
Longueur du produit 127.8 mm

Matériau et coloris

Matériau du produit Polystyrène (PS)
Couleur du produit transparent
Matériel de fermeture Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Label de pureté TC Tested

Stérilisation Radiation gamma

Apyrogène oui Non cytotoxique oui Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 50 Type d'emballage intérieur blister pièces / boite 1 pièces / carton 50 3200 pièces / pallet Profondeur du carton 332 mm Largeur du carton 297 mm 215 mm Hauteur du carton Volume du carton 0.0212 cbm Poids du produit 0.0518 kg Poids du carton 3.29 kg

 Code EAN de la boite
 4038917338851

 Code EAN du carton
 4038917338844

d'emballage

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.

