



Description d'article

Numéro de commande	83.3931.041
Description d'article	Insert de CT, pour plaques de 12 puits, membrane : PET, transparent, taille des pores : 0,4 µm, stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique, 1 pièce(s)/blister
Code NACRES	NB.13

Caractéristiques du produit

Compatible avec	plaques de 12 puits
Forme du fond	fond plat
Surface de croissance	1.1 cm ²
Volume de travail	0,2 ml - 0,8 ml
Type de récipient	Insert de CT
Taille des pores	0,4

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit. Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des modifications partielles ou totales au contenu sans aucun préavis.





Dimensions

Hauteur du produit 16.38 mm

Matériau et coloris

Matériau de la membrane Polyéthylène téréphthalate (PET)

Matériau du cadre Polystyrène (PS)

Pureté et certification

Catégorie de produit Aucun dispositif médical | DIV

Label de pureté stérile, apyrogène/exempt d'endotoxine, non cytotoxique

Stérilisation X-Ray

Apyrogène oui

Non cytotoxique oui

Alloti oui

Conditionnement

Minimum order qty. 48

Type d'emballage intérieur blister

pièces / boîte 48

pièces / carton 1440

pièces / pallet 23040

Profondeur du carton intérieur 196 mm

Largeur du carton intérieur 104 mm

Hauteur du carton intérieur 131 mm

Profondeur du carton 410 mm

Largeur du carton 435 mm

Hauteur du carton 550 mm

Volume du carton 0.0981 cbm

Poids du produit 0.0037 kg

Poids du carton 8.56 kg

Code EAN de la boîte 4038917371162

Code EAN du carton
d'emballage 4038917371155

Il s'agit de la spécification actuelle relative à ce produit.
Sarstedt se réserve le droit d'apporter à tout moment des
modifications partielles ou totales au contenu sans aucun
préavis.

